

## Rat Anti-Mouse Cd3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P04235 / P22646

Numero articolo: CM0005688

### introduzione

Anticorpo monoclonale ratto coniugato mirante alle catene delta (P04235) ed epsilon (P22646) del CD3 murino. Validato per la citometria a flusso, consentendo la rilevazione diretta delle cellule T in campioni murini. Ideale per l'immunofenotipazione e la ricerca sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifiche                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Rat anti-Mouse CD3 mAb                           |
| Note/Alias          | T3d; CD3; T3e; CD3epsilon                        |
| Specie              | Mouse                                            |
| GeneID (Umano)      | 916/915                                          |
| GeneID              | 12500/12501                                      |
| Immunogeno          | Un peptide sintetizzato derivato dal CD3 murino. |
| Sorgente            | Ratto                                            |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                            |
| Applicazione        | FC                                               |
| Reattività crociata | Mouse                                            |
| SWISS               | P04235/P22646                                    |
| Peso proteico       | 19kDa/21kDa                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                               |