

Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 Mab Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0009147

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato ad mirato al CD45R/B220 murino (PTPRC, L-CA, Ly-5). Validato per la citometria a flusso (FC), adatto per l'immunofenotipazione dei sottogruppi di leucociti murini. Materiale prima affidabile per uso diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Osservazioni/Alias	B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	5788
ID Gene	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45R/B220 di mouse
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio