

Anticorpo Monoclonale Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 Per Fc - P06800

Numero articolo: CM0011705

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto che targeting il CD45R/B220 di topo, adatto per la citometria a flusso. Riconosce l'antigene leucocitario comune (L-CA) espresso sulle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	5788
Gene ID	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45R/B220 di topo
Sorgente	Rat
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio