

Anticorpo Monoclonale Di Ratto Anti-Cd45R/B220 Di Topo Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0005424

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto anti-CD45R/B220 di topo validato per citometria a flusso. Bersaglia la tirosina-proteina fosfatasi C di tipo recettoriale (PTPRC), un marker leucocitario fondamentale nel topo per studi sull'attivazione dei linfociti T e sui linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di ratto anti-CD45R/B220 di topo
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45R/B220 di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso proteico	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio