

Anticorpo Monoclonale Ratto Anti-Mouse F4/80 Per Fc - Q61549

Numero articolo: CM0007982

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con ad alta specificità, mirato a F4/80 (EMR1) del mouse, validato per la citometria a flusso. Ideale per l'identificazione dei macrofagi e il profilo delle cellule immunitarie nella ricerca immunologica e nello sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rat anti-Mouse F4/80 mAb
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	2015
ID Gene	13733
Immunogeno	Proteina ricombinante di F4/80 del mouse
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q61549
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio