

Anticorpo Monoclonale Rat Anti-Mouse F4/80 Per Citometria A Flusso - Q61549

Numero articolo: CM0012755

introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-topo F4/80 validato per citometria a flusso; reagisce con la glicoproteina dei macrofagi di topo (GPCR di adesione da 102 kDa). Ideale per studi di immunologia su modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rat anti-Mouse F4/80 mAb
Annotazioni/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Topo
GenelD (umano)	2015
GenelD	13733
Immunogeno	Proteina ricombinante di F4/80 di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61549
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio