

Rat Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Anticorpo Monoclonale Per Fc - P35461 / P0CW02

Numero articolo: CM0011799

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato contro il mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) validato per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione di granulociti e monociti in campioni di midollo osseo e sangue periferico di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
Osservazioni/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	8600
GeneID	546644/17067
Immunogeno	Proteina ricombinante del mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P35461/P0CW02
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio