

Anticorpo Monoclonale Rat Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C Per Fc - P35461 / P0Cw02

Numero articolo: CM0011660

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con che riconosce Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo, destinato ad applicazioni di citometria a flusso. Rileva popolazioni granulocitarie e monocitarie in campioni di topo e riconosce sia l'antigene Ly-6G sia l'antigene Ly-6C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C mAb
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie bersaglio	Topo
ID gene (Umano)	8600
ID gene	546644/17067
Immunogeno	Proteina ricombinante di Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35461/P0CW02
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio