

Anticorpo Monoclonale Di Ratto Contro Ly6G Di Topo Per Fc - P35461

Numero articolo: CM0012425

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato contro Ly6G di topo, una proteina di membrana cellulare ancorata al GPI espressa nel midollo osseo. Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC), consente una rilevazione affidabile in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di ratto anti-Ly6G di topo
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
ID gene (Umano)	80740
ID gene	546644
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato da Ly-6G di topo.
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35461
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio