

Rat Anti-Mouse Ly6G Monoclonal Antibody For Fc - P35461

Numero articolo: CM0010813

introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-mouse Ly6G coniugato per citometria a flusso (FC). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC) in modelli murini. Ideale per la ricerca immunologica e l'identificazione dei granulociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rat anti-Mouse Ly6G mAb
Osservazioni/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	80740
Gene ID	546644
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato da Ly-6G di mouse.
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P35461
Spedizione	Borsa del ghiaccio