


Anticorpo Monoclonale Di Ratto Contro Mhc Di Classe Ii (I-A/I-E) Di Topo Per Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0011300



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto che bersaglia MHC di classe II (I-A/I-E) di topo, adatto per citometria a flusso. Riconosce H-2Eb, Ia4 e alleli correlati di topo. Ideale per la ricerca immunologica sull'immunità adattativa e la presentazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale di ratto anti-MHC Classe II (I-A/I-E) di topo
Note/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb
Specie	Topo
GeneID (Topo)	14969, 14961, 381091, 14960
Immunogeno	Proteina ricombinante di MHC Classe II (I-A/I-E) di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P18468, P06342, Q3U060, P14435
Peso proteico	~30kDa / ~32kDa / ~26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio