


Anticorpo Monoclonale Di Ratto Contro Mhc Di Classe Ii (I-A/I-E) Di Topo Per Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0011044



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto che bersaglia le molecole MHC di classe II (I-A/I-E) di topo per citometria a flusso. Riconosce la catena beta di I-A e le proteine correlate. Supporta la ricerca sull'immunità adattativa e la presentazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di ratto anti-MHC di classe II (I-A/I-E) di topo
Note/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Specie	Topo
ID gene	14969/14961/381091/14960
Immunogeno	Proteina ricombinante di MHC di classe II (I-A/I-E) di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso proteico	30kDa/32kDa/26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio