


Rat Anti-Mouse Mhc Class Ii (I-A/I-E) Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0006157



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato mirante al MHC di classe II (I-A/I-E) di topo per citometria a flusso. Riconosce più alleli con reattività crociata al topo, convalidato per applicazioni FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rat anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) mAb
Note/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Specie	Mouse
Gene ID	14969/14961/381091/14960
Immunogeno	Proteina ricombinante del MHC di classe II (I-A/I-E) di topo
Sorgente	Rat
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso Proteico	26kDa/30kDa/32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio