


Rat Anti-Mouse Mhc Class Ii (I-A/I-E) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0005471



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato mirante al MHC di classe II (I-A/I-E) del mouse, validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca immunologica che coinvolge la presentazione degli antigeni e le risposte delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rat anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) mAb
Osservazioni/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Specie	Mouse
GeneID	14969/14961/381091/14960
Immunogeno	Proteina ricombinante del MHC di classe II (I-A/I-E) del mouse
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso proteico	26kDa/30kDa/32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio