

Anticorpo Policlonale Coniglio Rbm20 Per Wb, Elisa - Q5T481

Numero articolo: CM0024330

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio RBM20 convalidato per WB e ELISA, direzionato contro RBM20 umano, un regolatore dello splicing cardiaco. Ideale per la ricerca sulle malattie cardiovascolari. - Q5T481

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM20 Rabbit pAb
Specie	Umana
ID gene	282996 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 820-980 di RBM20 umano (NP_001127835.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q5T481
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio