

Anticorpo Monoclonale Coniglio RbmX/Hnrnp G Per Wb, Ihc-P, Elisa - P38159

Numero articolo: CM0003243



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro RBMX/hnRNP G umano (SWISS P38159), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira a una proteina chiave legante l'RNA coinvolta nello splicing alternativo e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBMX/hnRNP G Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27316
GeneID	27316
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 292-391 di RBMX/hnRNP G umano (NP_002130.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P38159
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio