


Rbmy1A1 Coniglio Pab - P0Djd3

Numero articolo: CM0019373



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio RBMY1A1 validato per IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al fattore di splicing testicolo-specifico RBMY1A1 di 56kDa (SWISS: P0DJD3).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBMY1A1 Coniglio pAb
Note/Alias	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5940
ID Gene	5940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-300 di RBMY1A1 umano (NP_005049.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DJD3
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio