


Rbp2 Coniglio Pab - P50120

Numero articolo: CM0024749



introduzione

L'RBP2 Rabbit pAb di CamelBio è un anticorpo policlonale di coniglio contro l'RBP2 umano (CRBP-II), validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Facilita gli studi sul trasporto intracellulare del retinolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	CRBP2; RBPC2; CRBP2; CRABP-II; RBP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5948
GeneID	5948
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-134 dell'RBP2 umano (NP_004155.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50120
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio