


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Rchy1 Per Wb E Elisa - Q96Pm5

Numero articolo: CM0003120



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio RCHY1 per WB e ELISA, che riconosce l'RCHY1 umano (Q96PM5), una ligasi E3 ubiquitina coinvolta nella degradazione di p53 e nel controllo di qualità ribosomiale. Ideale per la ricerca sul cancro e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-RCHY1
Note/Alias	ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1
Specie	Umano
ID Gene	25898 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-261 dell'RCHY1 umano (Q96PM5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96PM5
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante