

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Rec8 (Topo) - Rec8

Numero articolo: CM0016701

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina REC8 del topo (67kDa). Validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. L'immunogeno ricombinante corrisponde agli amminoacidi 194-561. Ideale per la ricerca sulla meiosi e la coesione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	REC8 Rabbit pAb
Note/Alias	mrec; Rec8L1; REC8
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	9985
ID Gene (Topo)	56739
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-561 di REC8 del topo (NP_064386.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio