

Reg3G Rabbit Pab - Mouse Reg3G

Numero articolo: CM0019969

introduzione

Anticorpo policlonale mirato a REG3G murino (REG-3-gamma) con specificità per campioni umani, murini e di ratto. Adatto per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA nella ricerca sulla riparazione tissutale e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	REG3G Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	REG-3-gamma; reg III-gamma; REG3G
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	130120
Gene ID	19695
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 27-174 di REG3G murino (NP_035390.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio