

Rel Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q04864

Numero articolo: CM0017617

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina REL umana (c-Rel) per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, topo e ratto. È coinvolto nella segnalazione di NF-kB e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	REL pAb di coniglio
Note/Alias	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5966
GeneID	5966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della REL umana (NP_002899.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04864
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio