

Rela Rabbit Pab - Q04207

Numero articolo: CM0020650



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RELA/p65 (subunità p65 di NF-kappa-B). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per lo studio dei percorsi di segnalazione dell'infiammazione, dell'immunità e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RELA Rabbit pAb
Note/Alias	p65; p65 NFkB; p65 NF-kappa B; RELA
Specie	Topo
GeneID	19697
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-500 di RELA murino. (NP_033071.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q04207
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante