


Rev-Erb α /Nr1D1 Coniglio Pab - P20393

Numero articolo: CM0023846



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Rev-Erb α /NR1D1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Esplora i percorsi del ritmo circadiano, del metabolismo e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rev-Erb α /NR1D1 Coniglio pAb
Note/Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Specie	Umano
GeneID (umano)	9572
GeneID	9572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-360 di Rev-Erb α /NR1D1 umano (NP_068370.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20393
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio