

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Rfc2 Per Wb Ed Elisa - P35250

Numero articolo: CM0026696



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RFC2 umano (sottounità 2 del fattore di replicazione C). Validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con RFC2 umano e di topo. Ideale per studi sulla replicazione del DNA e sul caricamento di PCNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RFC2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RFC40; RFC2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5982
GeneID	5982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 38-297 di RFC2 umano (NP_852136.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P35250
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio