

Rhof Rabbit Pab Per Wb Ed Elisa - Q9Hbh0

Numero articolo: CM0027150

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RHOF (Rif) umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per lo studio della formazione dei filopodi e della dinamica del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RHOF Rabbit pAb
Note/Alias	RIF; ARHF; RHOF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54509
ID Gene	54509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 40-120 di RHOF umano (NP_061907.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9HBH0
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio