


Rhou Coniglio Pab - Q7L0Q8

Numero articolo: CM0018900



introduzione

RHOA Coniglio pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA, mirato al RHOA umano con reattività crociata con il mouse. Ideale per la ricerca sulla migrazione cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RHOA Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHOA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	58480
GeneID	58480
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 40-100 del RHOA umano (NP_067028.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q7L0Q8
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio