

Anticorpo Monoclonale Coniglio Rig-I/Ddx58 Per Wb, Elisa - 095786

Numero articolo: CM0005358



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Rig-I/DDX58 validato per Western blot ed ELISA. Rileva RIG-I umano e murino, un recettore immunitario innato per RNA virale, con immunogeno proteico ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Rig-I/DDX58
Note/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23586
GeneID	23586
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	095786
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio