

Ring1A Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Numero articolo: CM0002294

introduzione

mAb di coniglio di alta qualità anti-RING1A umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia l'E3 ligasi coinvolta nell'ubiquitinazione dell'H2A e nella repressione trascrizionale. Ideale per la ricerca sull'epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RING1A mAb di coniglio
Note/Alias	RNF1; RING1A
Specie	Umana
GenelD (Umana)	6015
GenelD	6015
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q06587
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio