

Rnf138 Pab Di Coniglio - Rnf138

Numero articolo: CM0018692

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RNF138 per WB e ELISA, con reattività crociata verificata verso l'uomo. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e la degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNF138 pAb di coniglio
Note/Alias	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	51444
ID gene (Topo)	56515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-245 della RNF138 di topo (Q9CQE0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
Peso proteico	24kDa/28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio