


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf20 Per Wb, Elisa - Q5Vtr2

Numero articolo: CM0022957



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RNF20 umano (BRE1A), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Adatto per lo studio dell'ubiquitinazione dell'istone H2B e della regolazione della cromatina. - Q5VTR2

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF20 pAb di coniglio
Note/alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Specie	Umano
GeneID (umano)	56254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di RNF20 umano (NP_062538.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q5VTR2
Peso della proteina	114 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante