

Anticorpo Policlonale Coniglio Robo4 Per Wb, Elisa - Q8Wz75

Numero articolo: CM0024947

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ROBO4 validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce con ROBO4 umano, l'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 848-1007. Espresso nelle cellule endoteliali, è coinvolto nell'angiogenesi e nella modellazione vascolare. Ideale per studi di biologia vascolare e barriera endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ROBO4 Rabbit pAb
Note/Alias	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54538
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 848-1007 di ROBO4 umano (NP_061928.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q8WZ75
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio