

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rock2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75116

Numero articolo: CM0007098



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ROCK2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva ROCK2 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio del citoscheletro di actina, della polarità cellulare e della contrazione della muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ROCK2
Note/Alias	ROCK-II; ROCK2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9475
ID del gene	9475
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1289-1388 di ROCK2 umano (O75116).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O75116
Peso della proteina	161 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico