

Anticorpo Policlonale Romo1 Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P60602

Numero articolo: CM0019512

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti Reactive oxygen species modulator 1 (ROMO1) validato per WB, IF-P, ELISA; reattività incrociata con uomo, topo, ratto; proteina della membrana mitocondriale interna coinvolta nella produzione di ROS e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ROMO1 Rabbit pAb
Note/Alias	MTGM; MTGMP; C20orf52; bA353C18.2; ROMO1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	140823
GeneID	140823
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-79 della ROMO1 umana (NP_542786.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P60602
Peso proteico	8 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio