


Mab Di Coniglio Anti-Ror1 Per Fc - Q01973

Numero articolo: CM0006479



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ROR1 per citometria a flusso (FC), diretto contro ROR1 umano (104 kDa). Immunogeno ricombinante, cross-reattivo esclusivamente con l'uomo. Adatto per la ricerca oncologica e uditiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ROR1
Note/Alias	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4919
GeneID	4919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-403 di ROR1 umano (NP_005003.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q01973
Peso della proteina	104 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico