


Anticorpo Policlonale Coniglio Rpap3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H6T3

Numero articolo: CM0015084



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RPAP3 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. RPAP3 collega l'RNA polimerasi II ai chaperoni per l'assemblaggio di complessi proteici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	RPAP3 pAb coniglio
Osservazioni / Alias	Tah1; hSpagh; RPAP3
Specie	Umano
Gene ID	79657
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-241 di RPAP3 umano (NP_001139547)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H6T3
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio