


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rpb3/Polr2C Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19387

Numero articolo: CM0010027



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro RPB3/POLR2C umano (P19387), validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del macchinario di trascrizione della RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPB3/POLR2C Rabbit mAb
Note/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5432
ID gene	5432
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19387
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio