


Anticorpo Policlonale Coniglio Rpl28 Per Wb, If/Icc, Elisa - P46779

Numero articolo: CM0015550



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la RPL28 umana (proteina ribosomiale 60S L28). Convalidato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Peso molecolare ~16 kDa. Adatto per la ricerca sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL28 Rabbit pAb
Note/Alias	L28; eL28; RPL28
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6158
GeneID	6158
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della RPL28 umana (NP_000982.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P46779
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio