


Anticorpo Policlonale Coniglio Rpl35A Per Wb E Elisa - P18077

Numero articolo: CM0023855



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla RPL35A umana, una proteina eL33 della subunità ribosomica grande, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca sui ribosomi e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL35A Rabbit pAb
Note/Alias	DBA5; L35A; eL33; RPL35A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6165
GeneID	6165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-90 della RPL35A umana (NP_000987.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P18077
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio