


Rps15A Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62244

Numero articolo: CM0017241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPS15A umano (uS8), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Utile per studiare la funzione della subunità ribosomiale piccola, l'eritropoiesi e l'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS15A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
Specie	Umano
GeneID (umano)	6210
GeneID	6210
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di RPS15A umano (NP_001010.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62244
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio