


Rps3A Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P61247

Numero articolo: CM0025474



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a RPS3A (proteina ribosomiale 40S S3a). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS3A pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6189
GeneID	6189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 della RPS3A umana (NP_000997.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61247
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio