


Rrp9 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - O43818

Numero articolo: CM0019146



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RRP9 (O43818) per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva RRP9 umana e murina, una proteina associata alla U3 snoRNP coinvolta nel processamento del pre-rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RRP9 pAb di coniglio
Note/Alias	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9136
GeneID	9136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 156-475 della RRP9 umana (NP_004695.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	O43818
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio