

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Runx1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

Numero articolo: CM0022283



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RUNX1 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con il fattore di trascrizione RUNX1 umano, di topo, di ratto, essenziale per l'ematopoiesi e la ricerca sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio RUNX1 (pAb)
Note/Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	861
Immunogeno	Peptide sintetico (amminoacidi 171-260 di RUNX1 umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01196
Peso Proteico	49 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio