

Anticorpo Monoclonale Coniglio Runx1/2/3 Per Wb, Elisa - Q01196 / Q13761 / Q13950

Numero articolo: CM0009100



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio RUNX1/2/3 per Western blot (WB) ed ELISA, che riconosce RUNX1/2/3 umano e murino. Essenziale per l'ematopoiesi e lo sviluppo delle cellule T. Ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RUNX1/2/3 mAb Coniglio
Note/Alias	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	861/864/860
Gene ID	861/864/860
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 354-453 di RUNX1/2/3 umano (NP_001001890.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio