


Anticorpo Policlonale Coniglio Rybp Per Wb, Elisa - Q8N488

Numero articolo: CM0018415



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio RYBP validato per Western Blot (WB) ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Bersaglia la proteina umana RYBP, una proteina del gruppo Polycomb coinvolta nella repressione trascrizionale, ubiquitinazione degli istoni e soppressione tumorale. Ideale per ricerche sull'epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RYBP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AAP1; DEDAF; YEAF1; APAP-1; RYBP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23429
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi da 100 al C-terminale di RYBP umano (NP_036366.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N488
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio