


S100A10 Coniglio Pab - P60903

Numero articolo: CM0018891



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio S100A10 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce S100A10 umano, di topo, ratto, scimmia. Ideale per la ricerca sulla segnalazione della fosforilazione e sulle proteine leganti il calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	S100A10 Coniglio pAb
Note/Alias	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6281
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-97 di S100A10 umano (NP_002957.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P60903
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio