

S100A5 Coniglio Pab - P33763

Numero articolo: CM0014105



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100A5 umano (S100D) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Specifico per la proteina umana legante il calcio S100A5, un legante di ioni metallici (calcio, zinco, rame). Ideale per la ricerca nella segnalazione e nell'omeostasi dei metalli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	S100A5 Coniglio pAb
Note/Alias	S100D; S100A5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6276
ID Gene	6276
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 di S100A5 umano (NP_002953.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P33763
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio