


S100B Mab Murina Per Wb - P04271

Numero articolo: CM0009316



introduzione

Anticorpo monoclonale murino S100B validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce la proteina S100B (11 kDa) umana, murina e ratto, una proteina legante il calcio altamente espressa negli astrociti. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb murina S100B
Annotazioni/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6285
GeneID	6285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della S100B umana (NP_006263.1)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P04271
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio