


S100B Mab Di Coniglio Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P04271

Numero articolo: CM0003649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-S100B, validato per WB, IF, IHC-P, ELISA. Rileva S100B di origine umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze, neurobiologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100B mAb di coniglio
Note / Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Specie	Umana
GeneID (umano)	6285
GeneID	6285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della S100B umana (NP_006263.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04271
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato