

Saa3 Rabbit Pab - Saa3

Numero articolo: CM0014432

introduzione

SAA3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio, validato per WB ed ELISA. È diretto contro SAA3 murino e presenta reattività crociata con SAA3 umano, murino e di ratto, risultando adatto per la ricerca sull'infiammazione e sulla risposta di fase acuta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SAA3 Rabbit pAb
Note/Alias	I7R3; Saa-3; SAA3
Specie	Topo
ID del gene (umano)	6290
ID del gene (topo)	20210
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 123 di SAA3P murino (NP_035445.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante